

Монитор артериального давления VIVE Precision DMD1001

Краткое руководство

Монитор артериального давления VIVE Precision — портативное устройство, которое позволяет следить за уровнем артериального давления на дому.



Настройка монитора артериального давления VIVE

- **Установите дату и время**
 - Перед использованием прибора важно установить время. Каждое измерение давления хранится в памяти прибора.
 - Шаг 1. Когда прибор выключен, нажмите и удерживайте кнопку S в течение 3 секунд.
 - Шаг 2. Нажмите кнопку M, чтобы изменить год. Удерживайте кнопку M, пока не дойдете до текущего года.
 - Шаг 3. Нажмите кнопку S, чтобы установить год.
 - Повторите шаги 2 и 3, чтобы установить текущий месяц и день, выберите формат времени 12 или 24 часа, а также час и минуту.

При наличии вопросов обратитесь к вашему медицинскому работнику.

Монитор артериального давления VIVE Precision DMD1001

Краткое руководство (продолжение)

Как пользоваться прибором

- Вставьте соединительную трубку от прибора для измерения давления в разъем на манжете.
- Наденьте манжету на плечо. Соединительная трубка должна находиться на внутренней стороне руки, на одной линии с мизинцем.
- Манжета должна держаться плотно, но не давить. Вы должны быть в состоянии просунуть палец между манжетой и рукой.
- Перед измерением артериального давления выполните следующие действия.
 - Сядьте так, чтобы вам было удобно, а спина имела опору.
 - Положите руку на плоскую поверхность.
 - Стопы ног должны находиться на полу.
 - Отдохните 5 минут.
- При измерении артериального давления выполните следующие действия.
 - Выберите пользователя А или пользователя В кнопкой User (Пользователь) на приборе.
 - Нажмите кнопку Start/Stop (Пуск/стоп), чтобы включить прибор.
 - Прибор начнет измерение артериального давления.
 - Результаты будут показаны на экране дисплея и сохранены.
 - Подождите 1–3 минуты и измерьте артериальное давление еще раз.
- Лучше всего измерять давление примерно в одно и то же время каждый день. Надевайте манжету на одно и то же место на руке.



Монитор артериального давления VIVE Precision DMD1001

Дополнительная информация

Если у вас есть вопросы об измерении артериального давления, возьмите прибор с собой во время следующего посещения врача.

Когда следует избегать измерения артериального давления

- Менее чем через 1 час после приема пищи или питья
- Менее чем через 20 минут после приема душа/ванны
- В очень холодном месте
- После курения, питья чая или кофе
- Во время разговора или движения пальцев
- Когда вам нужно воспользоваться уборной

Установка и замена элементов питания

- В приборе для измерения давления используются 4 элемента питания типа AAA.
- Замените элементы питания в следующих случаях.
 - Освещение на дисплее становится тусклым.
 - Дисплей не загорается.
- Чтобы вставить или извлечь элементы питания, выполните следующие действия.
 - Откройте крышку отсека для элементов питания.
 - Установите элементы питания плоским концом к пружине.
 - Закройте крышку.
- Извлекайте элементы питания, если вы используете прибор не чаще одного раза в месяц.